



Produktübersicht



2023



Der gesamte Stromverbrauch in ABENA eigenen Produktionsstätten wird mit

100% erneuerbarer Energie gedeckt



87.7 %

recycelter Abfall in unserer dänischen Produktionsstätte in 2021*



*Quelle: ABENA Produktion A/S

Umwelt- zertifikate



Produkte mit dem "Vegan-Siegel" der Vegan Society beinhalten keine tierischen Bestandteile und wurden nicht an Tieren getestet.



Das "Nordic Swan Ecolabel", auch bekannt als "Nordischer Schwan-Umweltzeichen", ist ein offizielles skandinavisches Umweltzertifikat. Produkte mit diesem Umweltzeichen erfüllen strenge Anforderungen in Bezug auf Rohstoffproduktion, -verwendung, Dokumentation und Sicherheit.



Das "Dermatologisch getestet-Siegel" garantiert, dass unsere Produkte durch ein externes Labor auf Hautirritationen getestet wurden.



FSC® (Forest Stewardship Council) ist eine internationale nichtstaatliche Organisation, die sich weltweit für die Förderung einer verantwortungsbewussten Waldbewirtschaftung einsetzt. FSC®-zertifizierte Produkte werden aus Rohstoffen nachhaltig bewirtschafteter Wälder und umweltfreundlicher Quellen hergestellt. Die Rückverfolgbarkeit und Integrität des Etiketts wird durch strenge Kontrollmaßnahmen gewährleistet. Mit der Wahl FSC®-zertifizierter Produkte helfen Sie, die Wälder sowie die Menschen und Tiere, die in diesen Wäldern leben, zu schützen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.fsc.org




Asthma Allergy Nordic ist ein Nachweis dafür, dass das Produkt von den Experten von Asthma Allergy Nordic empfohlen wird. Produkte mit dem Label enthalten kein Parfüm und stellen ein minimales Risiko für die Entwicklung von Hautallergien dar.



Das EU-Umweltzeichen, auch als "EU-Blume" bekannt, ist das offizielle Umweltzertifikat in Europa. Produkte mit dem EU-Umweltzeichen erfüllen strenge Anforderungen in Bezug auf Rohstoffproduktion, -verwendung, Dokumentation und Sicherheit.

Funktionssymbole für Inkontinenzprodukte



💧 ISO 11948-1 (Rothwell)

Misst das **theoretische Absorptionsvermögen** des aufsaugenden Inkontinenzproduktes. Der Wert wird hauptsächlich zum Vergleich der Leistungen von Produkten verschiedener Lieferanten verwendet. Ist das tatsächliche Absorptionsvermögen gefragt, beträgt der Wert 1/3 des ISO-Rothwell-Wertes. Darüber hinaus beeinflussen Faktoren wie die Zusammensetzung des Kerns, die Größe des Produktes, der Inkontinenztyp, der Druck auf das Produkt sowie die Körperhaltung des Benutzers die Menge an Urin, die ein Produkt bei der Anwendung aufnehmen kann.



Atmungsaktiv: Das Produkt ist vollständig atmungsaktiv. Durch Reduktion der Körperwärme und Körperfeuchtigkeit wird die Haut geschützt und sichert somit höchsten Tragekomfort.



360° Auslaufschutz: ABENA's einzigartige Funktion verhindert das Auslaufen rund um das Produkt und bietet eine optimale Passform zur Verbesserung der Lebensqualität. Die Kombination von verschiedenen Auslaufbarrieren (Liege-/Steh-/Querbarrieren) sowie Lycrabändern ermöglicht höchsten Auslaufschutz.



Nässeindikator: Ein flüssigkeitsempfindlicher Streifen, der seine Farbe ändert um anzuzeigen, wann ein Produkt ausgelastet ist bzw. gewechselt werden muss. Der Nässeindikator von ABENA wurde mit der Graduierungsskala erweitert, um besser einschätzen zu können, wie viel von der Gesamtkapazität des Produktes bereits genutzt wurde. Es hilft der Pflegekraft und dem Benutzer, das Produkt mit dem richtigen Absorptionsgrad auszuwählen, welches unserem übergeordneten Fokus entspricht: "So klein wie möglich, so groß wie nötig."



Top-Dry: Einzigartiges Top-Dry-System mit Vlies Unterschicht, die für eine schnelle Absorption sorgt und auch nach wiederholtem Wasserlassen eine trockene Oberfläche bietet. System für hohen Komfort und Hautschutz.



Geruchskontrolle: Die Inkontinenzprodukte von ABENA wurden so entwickelt und konstruiert, dass unangenehme Gerüche neutralisiert werden. Die Geruchskontrolle ist ein wichtiger Faktor, um Diskretion für den Benutzer sicherzustellen.



Hochleistungskern: Unser leistungsfähiger Saugkern mit hochwertiger Aufnahme- und Verteilungsschicht (ADL), langen Zellstofffaserstrukturen und Superabsorber (an den richtigen Stellen) hat folgende Vorteile:
* schnelle Dispersion und Einkapselung des Urins
* Hohe Rückhalte- und ISO-Rothwell-Absorptionswerte
* Trockene Oberfläche auch nach mehreren Miktionen



Hautverträglichkeit: Die Kombination aus vollständig atmungsaktiven Materialien, Top-Dry und Auslaufschutz sorgt für eine trockene Oberfläche und eine gesunde Haut, selbst nach mehrfacher Nutzung, wobei der natürliche pH-Wert der Haut erhalten bleibt.

ABENA San Premium

Anatomisch geformte Einlagen für leichte bis mittelschwere Inkontinenz. Die Produkte können dank des selbstklebenden Tapes auf der Rückseite der Einlagen mit normaler Unterwäsche getragen werden.





200 ml

1

 |
  |
 Art.-Nr. 1000021301

22 x 10 cm | 30/300





250 ml

1A

 |
  |
 Art.-Nr. 1000021302

28 x 10 cm | 28/336





350 ml

2

 |
  |
 Art.-Nr. 1000021303

26 x 10 cm | 30/240





500 ml

3

 |
  |
 Art.-Nr. 1000021304

33 x 11 cm | 28/196





600 ml

3A

 |
  |
 Art.-Nr. 1000021305

33 x 11 cm | 28/196





800 ml

4

 |
  |
 Art.-Nr. 1000021306




42 x 20 cm | 30/270



Einzel verpackt für
mehr Hygiene und
Diskretion.


ABENA Light Premium

Eine Auswahl anatomisch geformter Einlagen für leichte bis mittelschwere Inkontinenz. Die meisten dieser Einlagen sind für die einfachere Handhabung einzeln verpackt und werden in kleineren Stückzahlen geliefert.

80 ml

Ultra Mini 0



 Art.-Nr.

19 x 8 cm | 24/288 | 1999905382







180 ml

Mini 1



 Art.-Nr.

22 x 10 cm | 20/200 | 1000021337







200 ml

Mini Plus 1A



 Art.-Nr.

28 x 10 cm | 16/256 | 1000021338







350 ml

Normal 2



 Art.-Nr.

26 x 11 cm | 12/144 | 1000021339







500 ml

Extra 3



 Art.-Nr.

33 x 11 cm | 10/200 | 1000021340







650 ml

Extra Plus 3A



 Art.-Nr.

33 x 11 cm | 10/200 | 1000021341






850 ml

Super 4



 Art.-Nr.

42 x 20 cm | 30/270 | 1000021342







1000 ml

Maxi 4A



 Art.-Nr.

41 x 15 cm | 8/48 | 1999905383

ABENA San Premium

Anatomisch geformte Einlage für mittelschwere bis schwere Inkontinenz. Die ABENA San Premium in den Größen 5 bis 11 sollte immer mit den speziellen Fixierhosen, wie den Abri-Fix-Produkten, verwendet werden. Die Fixierhosen sorgen dafür, dass die Einlagen an Ort und Stelle bleiben, fest sitzen und das Risiko von Ausläufen verringert.



Zweiteilige Systeme, wie eine Fixierhose und eine Inkontinenzeinlage, sind eine kostengünstige Lösung gegenüber einem geschlossenen System, da sie weniger Materialien verbrauchen, die Umwelt weniger belasten und die Lebensqualität erhöhen.


Die richtige Anwendung



1 Falten Sie die Einlage der Länge nach mit der Rückseite nach außen, ohne die Einlageninnenseite zu berühren.



2 Breiten Sie die Einlage hinten aus, sodass sich zwischen den Beinen ein Kanal bildet.



3 Einlage vorne ausbreiten, so dass sich zwischen den Beinen eine Schüsselform bildet.



4 Fixierhose hochziehen. Wenn möglich, sollte das Hosenbein auf der Rückseite der Einlage platziert werden. Korrigieren Sie den Sitz der Fixierhose auch vorne. Der Rand der Rückseite sollte der Leiste folgen.

Für einen Überblick über das Sortiment von Fixierhosen, siehe Seite 24.






1200 ml





 Art.-Nr.

54 x 28 cm | 36/144 | 1000021307






1600 ml





 Art.-Nr.

63 x 30 cm | 34/102 | 1000021308






2100 ml





 Art.-Nr.

63 x 36 cm | 30/120 | 1000021309






2500 ml





 Art.-Nr.

63 x 36 cm | 22/88 | 1000021310







2400 ml





 Art.-Nr.

73 x 37 cm | 28/112 | 1000021311



2800 ml





 Art.-Nr.

73 x 37 cm | 25/100 | 1000021312






3400 ml





 Art.-Nr.

73 x 37 cm | 21/84 | 1000021313






2000 ml

geeignet bei
Stuhlinkontinenz






 Art.-Nr.

73 x 37 cm | 30/120 | 1000021314

ABENA Pants Premium

Moderne Inkontinenzhosen, die wie normale Unterwäsche getragen werden können, ihre Saugstärke deckt ein breites Spektrum von Anforderungen ab. Der Taillebund bietet einen sicheren und bequemen Sitz für den aktiven Benutzer.






1400 ml

XS1



 Art.-Nr. 1999905354
 45 - 70 cm | 24/96





1100 ml

M0



 Art.-Nr. 1000021320
 80 - 110 cm | 15/90





1400 ml

S1



 Art.-Nr. 1000021318
 60 - 90 cm | 16/96





1400 ml

M1



 Art.-Nr. 1000021322
 80 - 110 cm | 15/90





1900 ml

S2



 Art.-Nr. 1000021319
 60 - 90 cm | 16/96





1900 ml

M2



 Art.-Nr. 1000021323
 80 - 110 cm | 15/90





2400 ml

M3



 Art.-Nr. 1000021324
 80 - 110 cm | 15/90

Die richtige Anwendung



Inkontinenzhose wie normale Unterwäsche anziehen. Innenseite des Produktes nicht berühren.

Nach dem Gebrauch zum Wechseln auf beiden Seiten aufreißen.

Wenn beide Seiten geöffnet sind, rollen Sie das Produkt nach oben ein und fixieren Sie es mit dem Klebestreifen auf der Rückseite.

1100 ml

L0

| | Art.-Nr.

100 - 140 cm | 15/90 | 1000021321

Die angezeigten Maße beziehen sich auf den Hüftumfang.

1400 ml

L1

| | Art.-Nr.

100 - 140 cm | 15/90 | 1000021325

1400 ml

XL1

| | Art.-Nr.

130 - 170 cm | 16/96 | 1000021328

1900 ml

L2

| | Art.-Nr.

100 - 140 cm | 15/90 | 1000021326

1900 ml

XL2

| | Art.-Nr.

130 - 170 cm | 16/96 | 1000021329

2400 ml

L3

| | Art.-Nr.

100 - 140 cm | 15/90 | 1000021327

2600 ml


XL3





| | Art.-Nr.

130 - 170 cm | 16/96 | 1000021330

ABENA Slip Premium



Inkontinenzslips für mittelschwere bis schwere Inkontinenz. Entwickelt, um bestmöglichen Auslaufschutz auch in anspruchsvollen Situationen bei bettlägerigen Benutzern zu bieten.



1500 ml

M0

		Art.-Nr
70 - 110 cm	27/108	1000021283













1400 ml

XS2



		Art.-Nr
50 - 60 cm	32/128	1000021280













2000 ml

M1



		Art.-Nr
70 - 110 cm	26/104	1000021284













1800 ml

S2



		Art.-Nr
60 - 85 cm	28/84	1000021281













2600 ml

M2



		Art.-Nr
70 - 110 cm	24/96	1000021285













3100 ml

M3



		Art.-Nr
70 - 110 cm	23/92	1000021286













2200 ml

S4



		Art.-Nr
60 - 85 cm	25/75	1000021282












3600 ml

M4



		Art.-Nr
70 - 110 cm	21/84	1000021287











2000 ml

L0

		Art.-Nr
100 - 150 cm	26/104	1000021288



 Die angezeigten Maße beziehen sich auf den Hüftumfang.











2500 ml

L1



		Art.-Nr
100 - 150 cm	26/104	1000021289











3100 ml

L2



		Art.-Nr
100 - 150 cm	22/88	1000021290











3400 ml

XL2



		Art.-Nr
110 - 170 cm	21/84	1000021293



3400 ml

L3

		Art.-Nr
100 - 150 cm	20/80	1000021291











3400 ml

XL3



		Art.-Nr
110 - 170 cm	21/84	1000021294











4000 ml

L4



		Art.-Nr
100 - 150 cm	18/72	1000021292




4000 ml

XL4


		Art.-Nr
110 - 170 cm	12/48	1000021294

ABENA Slip Premium


Die richtige Anwendung



1
Falten Sie den Inkontinenzslip der Länge nach mit der Rückseite nach außen. Berühren Sie nicht die Innenseite des Produktes.



2
Legen Sie den Benutzer des Produktes auf die Seite und ziehen Sie den Inkontinenzslip von vorne nach hinten durch die Beine.



3
Legen Sie den Benutzer auf den Rücken und ziehen Sie den Inkontinenzslip horizontal aus, so dass eine Schüsselform entsteht.








4
Befestigen Sie die unteren Klebebänder, sodass sich der Slip dem Körper anpasst. Bilden Sie am Bund eine Falte und befestigen Sie die oberen Klebebänder nach unten über der Falte. Danach den Sitz der Kante in der Leiste korrigieren.













ABENA Wing Premium






Gürtelprodukte für mittelschwere bis schwere Inkontinenz. Gute Lösung für Benutzer, die entweder Unterstützung benötigen oder die Anwendung des Produktes selbst vornehmen können.






		
1450 ml		
S1		
		Art.-Nr.
50 - 85 cm	15/60	1999905384






		
1800 ml		
M1		
		Art.-Nr.
70 - 110 cm	15/60	1999905387

		
1800 ml		
S2		
		Art.-Nr.
50 - 85 cm	15/60	1999905385

		
2300 ml		
M2		
		Art.-Nr.
70 - 110 cm	15/60	1999905388

		
2500 ml		
S3		
		Art.-Nr.
50 - 85 cm	15/60	1999905386

		
3000 ml		
M3		
		Art.-Nr.
70 - 110 cm	15/60	1999905389

		
3550 ml		
M4		
		Art.-Nr.
70 - 110 cm	15/60	1999905390

Die richtige Anwendung



1 Falten Sie das Produkt der Länge nach mit der Rückseite nach außen, sodass sich eine Schale bildet.



2 Schließen Sie den Gürtel um die Hüfte und fixieren Sie ihn mit dem Klettverschluss.



3 Ziehen Sie das Vorderteil des Produkts durch die Beine hindurch zum Bauchnabel.



4 Befestigen Sie die Vorderseite mithilfe des beidseitigen Klettverschlusses am Gürtel.

2050 ml	L1	
		Art.-Nr.
90 - 135 cm	15/60	1999905391

2550 ml	XL1	
		Art.-Nr.
110 - 160 cm	15/60	1999905395

2500 ml	L2	
		Art.-Nr.
90 - 135 cm	15/60	1999905392

3000 ml	XL2	
		Art.-Nr.
110 - 160 cm	15/60	1999905396

3500 ml	L3	
		Art.-Nr.
90 - 135 cm	15/60	1999905393

4100 ml	XL3	
		Art.-Nr.
110 - 160 cm	15/60	1999905397




4100 ml	L4	
		Art.-Nr.
90 - 135 cm	15/60	1999905394



Die angezeigten Maße beziehen sich auf den Hüftumfang.



ABENA Man Premium

Inkontinenzunterlagen für männliche Benutzer, die speziell für die männliche Anatomie entwickelt wurden.

● 300 ml

Formula 0




		Art.-Nr.
23 x 19 cm	14/224	1000021334

● 450 ml



Formula 1

		Art.-Nr.
29 x 23 cm	15/180	1000021335

● 700 ml

Formula 2

		Art.-Nr.
29 x 23 cm	15/180	1000021336

● 900 ml

Slipguard

		Art.-Nr.
40 x 9 cm	20/100	1999905433


  

● 2800 ml


Special

		Art.-Nr.
73 x 37 cm	23/92	1000021333

Die richtige Anwendung



1
Entfalten Sie die Einlage. Berühren Sie nicht die saugfähige Innenseite.



2
Entfernen Sie den Schutzstreifen von der Außenseite.








3
Platzieren Sie die Einlage mit der breiten Produktseite nach oben in eine eng anliegende Unterwäsche oder einer Fixierhose.








4
Ziehen Sie die Unterwäsche bzw. Fixierhose an.

ABENA Let

Mehrzweckvorlage für Wöchnerinnen und leichte Inkontinenz.
Fixierung mit einer Abri-Fix Fixierhose empfohlen.

		
● 500 ml		
Normal		
		Art.-Nr.
39 x 14 cm	34/306	1000021343

		
● 500 ml		
Anatomic		
		Art.-Nr.
44 x 20 cm	30/270	1000021345

ABENA Produkte in Übergrößen "Bariatrische Linie"

Unsere Produkte in Übergrößen helfen sehr stark übergewichtigen Benutzern ihren Alltagskomfort und ihre Unabhängigkeit zu verbessern.

ABENA San Premium XXL



2000 ml

7/XXL

84 x 46 cm | 26/104 | Art.-Nr. 1000021315



3400 ml

11/XXL

84 x 46 cm | 16/64 | Art.-Nr. 1000021316

ABENA Pants Premium XXL




1700 ml

XXL1

150 - 203 cm | 20/80 | Art.-Nr. 1999905360

ABENA Slip Premium XXL



2250 ml

XXL1

170 - 254 cm | 10/40 | Art.-Nr. 1999905378

Abri-Fix, Fixierhosen



Abri-Fix Pants Super


Art.-Nr. | 3/60 | 

90697	■ 4XL	130 - 175 cm
90698	■ 5XL	150 - 185 cm
90699	■ 6XL	170 - 250 cm

Normal Übergewicht Adipös



Adipös



Die angezeigten Maße beziehen sich auf den Hüftumfang.

ABENA®
Nova
 with MediSens®








MEHR ZEIT FÜR QUALITATIVE PFLEGE







ABENA NOVA LÄSST SIE WISSEN,
 WANN ES ZEIT FÜR EINEN
 PRODUKTWECHSEL IST







- ZEITERSPARNIS
- WENIGER AUSLÄUFE
- WENIGER PRODUKTWECHSEL
- BESSERER NACHTSCHLAF
- EINFACH IN DER HANDHABUNG

ABENA®
NovaSan
 with MediSens®

	Art.-Nr. 1000005584
Clip	
WetSens Software Lizenz	Art.-Nr. 1000010567

		
1600 ml		
		Art.-Nr. 1000017627
30 x 63 cm	30/90	
		6





		
2100 ml		
		Art.-Nr. 1000017628
36 x 63 cm	26/104	
		7

		
2800 ml		
		Art.-Nr. 1000017629
37 x 73 cm	18/72	
		10





Die angezeigten Maße beziehen sich auf den Hüftumfang.





ABENA
NovaForm
with MediSens®

1800 ml



S2





 |
  |
 Art.-Nr. **1000018941**
 60 - 85 cm | 24/72

2600 ml



M2





 |
  |
 Art.-Nr. **1000016643**
 70 - 110 cm | 16/64

3600 ml



M4





 |
  |
 Art.-Nr. **1000016644**
 70 - 110 cm | 10/40

3100 ml



L2





 |
  |
 Art.-Nr. **1000016645**
 100 - 150 cm | 16/64

4000 ml


L4





 |
  |
 Art.-Nr. **1000016646**
 100 - 150 cm | 10/40

3400 ml



XL2

 |
  |
 Art.-Nr. **1000018942**
 110 - 170 cm | 14/56

4000 ml


XL4

 |
  |
 Art.-Nr. **1000018943**
 110 - 170 cm | 10/40


Abri-Fix

Große Auswahl an Fixierprodukten in verschiedenen Qualitäten und Größen. Zur Verwendung in Kombination mit Inkontinenzeinlagen und -vorlagen.

Bis 2024 wird das Produktdesign der ABENA Fixierprodukte auf ein neues und modernes Design überarbeitet. Alle Produkte werden neue Artikelnummern und Namen bekommen.




3/60




Empfohlene
Wäsche:
60°/100 Mal

Pants Super




90691	■ S	75 - 105 cm
90692	■ M	80 - 120 cm
90693	■ L	90 - 130 cm
90694	■ XL	95 - 145 cm
90695	■ XXL	105 - 155 cm
90696	 3XL	110 - 165 cm
90697	 4XL	130 - 175 cm
90698	 5XL	150 - 185 cm
90699	 6XL	170 - 250 cm

97% Polyester, 3% Elasthan




10/600




Empfohlene
Wäsche:
60°/25 Mal

Pants




4238	■ S	50 - 80 cm
4239	■ M	70 - 100 cm
4240	■ L	85 - 120 cm
4241	■ XL	105 - 130 cm
4242	■ XXL	115 - 140 cm
4243	 3XL	120 - 150 cm

96% Polyamid, 4% Elasthan




1/12



Empfohlene
Wäsche:
60°/80 Mal

Bodystocking



1000012709	■ S	80 - 105 cm
1000012710	■ M	85 - 110 cm
1000012711	■ L	90 - 115 cm
1000012712	■ XL	95 - 120 cm
1000012713	■ XXL	100 - 125 cm

75% Baumwolle, 20% Polyamid, 5% Elasthan



Die angezeigten Maße beziehen sich auf den Hüftumfang.









ABENA Premium Junior Produktreihe

Premium-Inkontinenzprodukte speziell für Kinder und Jugendliche mit spontanem und unkontrolliertem Harnverlust, die der größten Kinderwindel/Pants entwachsen sind und denen das kleinste Erwachseneninkontinenzprodukt insbesondere im Beinausschnitt zu groß ist. Die voll atmungsaktiven Produkte bieten einen schmalen Saugkern für eine optimale Passform, die perfekt für Kinder und Jugendliche geeignet ist.

ABENA Slip Junior

 1500 ml		
Junior XS2		
 40 - 60 cm	 32/128	Art.-Nr. 1000021279


ABENA Pants Junior






 1500 ml			
Junior XS2			
 50 - 75 cm	 18/90	Art.-Nr. 1000021317	





BAMBO® Dreamy


Bambo Dreamy Night Pants ist für Jungen und Mädchen im Alter von 4 bis 15 Jahren gedacht, die zusätzliche Unterstützung benötigen, um nachts trocken zu bleiben. Die Hosen ähneln gewöhnlichen Unterhosen und fühlen sich auch so an. Durch das klassische nordische Design ist ein diskretes Tragen der Produkte möglich.










1111 ml  

Mädchen 4-7 Jahre

15 - 35 kg |  | Art.-Nr. 1000018874










1233 ml  

Mädchen 8-15 Jahre

35 - 50 kg |  | Art. no. 1000018876










1111 ml  

Jungen 4-7 Jahre

15 - 35 kg |  | Art.-Nr. 1000018875






1233 ml  

Jungen 8-15 Jahre

35 - 50 kg |  | Art.-Nr. 1000018877



Umweltzertifizierte Babywindeln und -pants. Bambo Nature setzt sich nicht nur dafür ein, eine bequeme, saugfähige Windel zu bieten, sondern auch dafür, dass die Welt ein besserer Ort wird.

* Dieses Produkt wurde auf Schadstoffe getestet und gemäß STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert CQ 1206/3 IFTH www.oeko-tex.com/standard100

Größe **0**

1-3 kg | | Art.-Nr. 1000010819*

Größe **1**

2-4 kg | | Art.-Nr. 1000019251

Größe **2**

3-6 kg | | Art.-Nr. 1000019252

Größe **3**

4-8 kg | | Art.-Nr. 1000019253

Größe **3** Großpackung






4-8 kg | | Art.-Nr. 1000019263


Größe **4**

7-14 kg | | Art.-Nr. 1000019254

Größe **4** Großpackung


7-14 kg | | Art.-Nr. 1000019264




CE 

5

Größe

● 909 ml		Art.-Nr.
12-18 kg	22/132	1000019255












CE 

5 Großpackung

Größe


● 909 ml		Art.-Nr.
12-18 kg	44/132	1000019265


CE 

6


Größe

● 1027 ml		Art.-Nr.
16+ kg	20/120	1000019256







CE 

6 Großpackung

Größe

● 1027 ml		Art.-Nr.
16+ kg	40/120	1000019266

Pants








NEU SOFT FIT 

4 Pants

Größe

7-12 kg		Art. no.
20/100	1000019257	








NEU SOFT FIT 

4 Großpackung

Größe

7-12 kg		Art. no.
40/120	1000021354	







NEU SOFT FIT 

5 Pants

Größe

● 834 ml		Art. no.
11-17 kg	19/95	1000019258







NEU SOFT FIT 

5 Großpackung

Größe

● 834 ml		Art. no.
11-17 kg	38/114	1000021355







NEU SOFT FIT 

6 Pants

Größe

● 927 ml		Art. no.
15+ kg	18/90	1000019259







NEU SOFT FIT 


6 Großpackung

Größe

● 927 ml		Art. no.
15+ kg	38/114	1000021356



BAMBO® Nature

Extra weiche, umweltfreundliche und atmungsaktive Wickelunterlage. Ideal zum Windelwechseln unterwegs, als zusätzlicher Schutz für Oberflächen und für Ihr Baby.



1000 ml

Wickelunterlage

 60 x 60 cm	 10/80	Art.-Nr. 1000019471
---	--	-------------------------------

The image shows a white, rectangular, soft-looking diaper insert. Above the insert are four circular logos: a blue one with a globe, a blue one with a leaf, a green one with a leaf, and a black one with a recycling symbol and 'FSC'. Below the insert, there is a green bar with the text 'Wickelunterlage'. Below this bar, there is a table with three columns: the first column shows a folded diaper insert icon and '60 x 60 cm'; the second column shows a box icon and '10/80'; the third column shows 'Art.-Nr.' and '1000019471'.

ABENA Pad





ABENA Pad wurde speziell zum Schutz von Rollstühlen, Autositzen und Stühlen für inkontinente Personen entwickelt. Das Produkt ist atmungsaktiv und waschbar, sorgt für Sicherheit und Komfort am Tag.






* Dieses Produkt wurde auf Schadstoffe geprüft und zertifiziert nach STANDARD 100 OEKO-TEX® SHHO 094484 TESTEX www.oeko-tex.com/standard100

Abri-Soft

Abri-Soft wird als schützende Unterlage für Betten und Stühle verwendet und eignet sich bei Inkontinenz, pflegerischen Anwendungen, Untersuchungen usw. Erhältlich als Einweg- und waschbare Version.

Light

254116	700 ml	60/240	40 x 60 cm
254117	850 ml	60/240	60 x 60 cm
254118	1250 ml	30/120	60 x 90 cm










Basic








4116	800 ml	60/240	40 x 60 cm
4117	1000 ml	60/240	60 x 60 cm
4118	1700 ml	30/120	60 x 90 cm

Superdry

254115	800 ml	60/240	40 x 60 cm
254119	1000 ml	60/240	60 x 60 cm
254123	1500 ml	30/120	60 x 90 cm
254114*	1750 ml	30/60	70 x 180 cm

* Mit Einsteckflügeln/ kein Nordic Swan



Waschbar





407300***	2500 ml	1/30	85 x 90 cm
407400* / ***	2500 ml	1/30	85 x 90 cm
4172***	2000 ml	1/36	75 x 85 cm
4173* / ***	2000 ml	1/36	75 x 85 cm

* Mit seitlichen Einsteckflügeln

*** Dieses Produkt wurde auf Schadstoffe geprüft und zertifiziert nach STANDARD 100 OEKO-TEX® SHHO 094484 TESTEX
www.oeko-tex.com/standard100

Welche Vorteile bietet Abri-Soft?

- Wohliges Trockenheitsgefühl aufgrund der hohen Saugfähigkeit
- Zusätzlicher Schutz bei Inkontinenz
- Diskret, bequem und geräuschlos
- Aus hautfreundlichen Materialien



Inkontinenz-assoziierte Dermatitis (IAD)

IAD ist eine Entzündung der Haut, die auftritt, wenn Urin oder Fäkalien mit der Haut in Kontakt kommen. Für Patienten, die mit Inkontinenz und IAD leben, ist dies weltweit eine große Herausforderung im Gesundheitswesen.

Bei der Prävention von IAD ist ein ganzheitlicher Ansatz wichtig. Neben der Verwendung des richtigen, hochwertigen und atmungsaktiven Inkontinenzproduktes ist die Verwendung geeigneter Hautpflege- und Körperreinigungsprodukte unerlässlich.

Da die Lebensqualität der Patienten für uns höchste Priorität hat, bietet ABENA eine sanfte und schützende Lösung.



1: Atmungsaktiver Schutz

Der erste Schritt in der Prävention von IAD ist die Wahl des richtigen Inkontinenzproduktes. Unsere Empfehlung lautet hierbei stets: So klein wie möglich und so groß wie nötig. Dies umfasst sowohl die Größe des Produktes als auch die Saugfähigkeit. Ein großes Produkt mit hoher Saugfähigkeit stellt nicht immer die perfekte Lösung dar.



2: Sanfte Reinigung

Eine sanfte Reinigung der Haut ist besonders wichtig, um IAD vorzubeugen. Die Reinigung der Haut mit herkömmlicher Seife und Wasser kann diese austrocknen und das Abtrocknen mit einem Handtuch führt zu verstärkter Reibung an der empfindlichen Stelle. Durch die Reinigung mit feuchten Waschhandschuhen oder Feuchtpflegetüchern wird eine zusätzliche Reizung der Haut vermieden. Zeitgleich steigern Sie durch den Verzicht auf Wasser Ihre Effizienz in der täglichen Pflege. *



3: Feuchtigkeit und Barriere

Feuchtigkeitspflege sowie ein entsprechender Hautschutz helfen die Haut zu schützen und zu regenerieren. Allantoin ist ein beruhigender und feuchtigkeitsspendender Wirkstoff, der der Haut hilft, ihr natürliches Feuchtigkeitgleichgewicht aufrechtzuerhalten und für alle Hauttypen von Vorteil. In Kombination mit Dimethicon hilft es, eine Schutzbarriere auf der Haut zu bilden, die gleichzeitig schützt und beruhigt.



*Basierend auf den Ergebnissen einer Studie zum grünen Sortiment von ABENA (Lisette S, Betsie GvG, Steven T, Folgekosten-Analyse "Waschen ohne Wasser" für Bewohner von Pflegeheimen: Eine Clusterstudie, Int. Zeitschrift für Pflegewissenschaft)

Haut - und Körperpflege

Waschen ohne Wasser - gebrauchsfertig, Sortiment grün

Körperreinigungsprodukte für alle Hauttypen, aber besonders für empfindliche Haut geeignet, da kein Wasser hinzugefügt werden muss. Sehr gut geeignet für Patienten mit IAD (Inkontinenz-assoziierte Dermatitis).



400 ml

Reinigungsschaum

Parfüm +

6

Art.-Nr. 6658

Logos: Vegan, Certified Green, Allergen Free



20 x 18 cm*
20 x 27 cm

80

Feuchtpflegetücher
Wet Wipes

Parfüm -

16* / 12

Art.-Nr. 659710*
6595

Logos: Certified Green, Allergen Free, Vegan



8

Feuchte Washhandschuhe

Parfüm -

30

Art.-Nr. 540051

Logos: Certified Green, Allergen Free, Vegan



32 cm

inkl. Haarpflege

Shampoo-Haube

Parfüm -

30

Art.-Nr. 491917

Logos: Certified Green, Allergen Free

Haut - und Körperpflege

Spezialcremes und Salben - Sortiment grau


Das graue Sortiment umfasst Spezialcremes und Salben für erhöhte Anforderungen der Haut. Einige mit Zink, einige mit hohem Lipidgehalt und einige geeignet für Patienten mit IAD (Inkontinenz-assoziierte Dermatitis).

		
200 ml*		
Intensivcreme 70%		
Intensive care 70 %		
Parfüm	Art.-Nr.	
—	12*	6970*

		
30 ml		
Hautschutzsalbe mit Barriere		
Barrier Ointment		
Parfüm	Art.-Nr.	
—	150	6992

		
150 ml*		
Hautschutzsalbe		
Parfüm	Art.-Nr.	
—	12*	6659*

		
100 ml*		
Zinksalbe 20%		
Zinc Ointment 20 %		
Parfüm	Art.-Nr.	
—	12	6963*

		
250 ml		
Aktiv-Gel		
Parfüm	Art.-Nr.	
—	6	6654

		
100 ml*		
Zinkspray 10%		
Parfüm	Art.-Nr.	
—	6*	1000003933*

Haut - und Körperpflege

Cremes und Lotionen - Sortiment gelb


Allroundprodukte für die tägliche Pflege der Haut. Das gelbe Sortiment umfasst Cremes und Lotionen für normale und gefährdete Haut. Produkte für jedes Körperteil.

75 ml 500 ml*		  
Handcreme 21% Hand Cream 21%		
Parfüm -	 12/6*	Art.-Nr. 6962 6965*

75 ml 500 ml*		  
Handcreme 21%		
Parfüm +	 12/6*	Art.-Nr. 7770 6656*

500 ml		  
Hautpflegelotion 14% Skincare Lotion 14%		
Parfüm -	 6*	Art.-Nr. 6653

500 ml*		  
Hautpflegelotion 14%		
Parfüm +	 6	Art.-Nr. 6655

200 ml		 
Ölspray		
Parfüm +	 12	Art.-Nr. 6666

200 ml		  
Körpercreme 25% Body Cream 25%		
Parfüm -	 6	Art.-Nr. 6971

4,5 g		 
Lippenbalsam Lip Balm		
Parfüm -	 20	Art.-Nr. 212011

Haut - und Körperpflege

Waschen mit Wasser - Sortiment blau

Zum traditionellen Waschen mit Wasser deckt Abena die gesamte Produktpalette für alle Hauttypen ab. Das blaue Sortiment umfasst Seifen, Shampoos und Trockenwaschhandschuhe.

500 ml






Haarshampoo
Hair shampoo

Parfüm -	 6	Art.-Nr. 6800
-------------	--	------------------

500 ml





Haarshampoo

Parfüm +	 6	Art.-Nr. 6664
-------------	--	------------------

500 ml





Dusch- und Badeöl

Parfüm +	 6	Art.-Nr. 6663
-------------	--	------------------

500 ml





Dusch- und Badeseife

Parfüm +	 6	Art.-Nr. 6662
-------------	--	------------------

50




Waschhandschuh

Molton, Ultraschall versiegelt	 15	Art.-Nr. 491930
--------------------------------------	---	--------------------


50





Waschhandschuhe

Molton, Ultraschall versiegelt	 20	Art.-Nr. 491910
--------------------------------------	---	--------------------

100
30x20 cm



**Airlaid-Waschlappen
aus Papier**

	 15	Art.-Nr. 4924
--	---	------------------

BAMBO[®] Nature

Die Hautpflegeprodukte von Bambo Nature wurden für die empfindliche Haut von Babys entwickelt und enthalten weder Parfüm noch Farbstoffe. Hergestellt aus sorgfältig ausgewählten pflanzlichen Inhaltsstoffen, die die empfindliche Haut des Babys weich und gesund halten. Getestet, sicher und auch für Neugeborene geeignet.




80* 15 x 20 cm

Feuchtpflegetücher
Wet Wipes

Parfüm		Art.-Nr.
-	12*	1000012810











145 ml

Babyöl
Baby Oil

Parfüm		Art.-Nr.
-	6	10000119370



Handschuhe

Handschuhe spielen eine zentrale Rolle, um Ihre Sicherheit und Hygiene in allen Bereichen zu gewährleisten - von der medizinischen Versorgung bis hin zum Umgang mit Lebens- und Reinigungsmitteln. Hochwertige und zweckmäßige Handschuhe sind unerlässlich, um eine sichere und hygienische Umgebung für Patienten, Mitarbeiter und Besucher zu gewährleisten. ABENA's Handschuhe sind in verschiedenen Materialien und Größen erhältlich.

LATEX - HS, puderfrei, Farbe natur




S

Natur		Art.-Nr. 4387
10 x 100		




M

Natur		Art.-Nr. 4388
10 x 100		



L

Natur		Art.-Nr. 4389
10 x 100		



XL

Natur		Art.-Nr. 4381
10 x 100		

VINYL- HS, puderfrei, Farbe transparent



XS

Transparent		Art.-Nr. 4431
10 x 100		



S

Transparent		Art.-Nr. 4424
10 x 100		



M

Transparent		Art.-Nr. 4425
10 x 100		



L

Transparent		Art.-Nr. 4426
10 x 100		



XL

Transparent		Art.-Nr. 4430
10 x 100		

NITRIL - HS, puderfrei, Farbe blau



S

Classic blau	 10 x 100	Art.-Nr. 1999905272
--------------	---	------------------------



M

Classic blau	 10 x 100	Art.-Nr. 1999905273
--------------	---	------------------------



L

Classic blau	 10 x 100	Art.-Nr. 1999905274
--------------	---	------------------------



XL

Classic blau	 10 x 100	Art.-Nr. 1999905275
--------------	---	------------------------



XS

Classic blau	 10 x 200	Art.-Nr. 1999902086
--------------	---	------------------------



S

Classic blau	 10 x 200	Art.-Nr. 1999902087
--------------	---	------------------------



M

Classic blau	 10 x 200	Art.-Nr. 1999902088
--------------	---	------------------------



L

Classic blau	 10 x 200	Art.-Nr. 1999902089
--------------	---	------------------------



XL

Classic blau	 10 x 200	Art.-Nr. 1999902090
--------------	---	------------------------

Handschuhe

NITRIL- HS, puderfrei, Farbe weiß



XS

Weiss	 10 x 150	Art.-Nr. 290411
-------	---	--------------------



S

Weiss	 10 x 150	Art.-Nr. 290412
-------	---	--------------------



M

Weiss	 10 x 150	Art.-Nr. 290413
-------	---	--------------------



L

Weiss	 10 x 150	Art.-Nr. 290414
-------	---	--------------------



XL


Weiss	 10 x 150	Art.-Nr. 290415
-------	---	--------------------

NITRIL - HS, pudertfrei, Farbe schwarz




XS

Schwarz  10 x 100 Art.-Nr. 290481



S

Schwarz  10 x 100 Art.-Nr. 290482



M

Schwarz  10 x 100 Art.-Nr. 290483



L

Schwarz  10 x 100 Art.-Nr. 290484



XL

Schwarz  10 x 100 Art.-Nr. 290485

So wählen Sie den richtigen Handschuh aus

Anwendung:	Nitril	Latex	Vinyl
Patientenversorgung	E	E	G
Körperflüssigkeiten, einschließlich Blut	E	E	NG
Zytostatika (Chemotherapie)	E	NG	NG
Ölbasierte Cremes (einschließlich Hormoncremes)	E	NG	NG
Reinigungsarbeiten von kurzer Dauer	E	E	E
Geringer Schutz vor Chemikalien	Siehe Produktdatenblätter		
Umgang mit Lebensmitteln	E	E	G

* nur für nicht fettige Lebensmittel






- E** Empfohlen für den Gebrauch
- G** Geeignet für die Verwendung
- NG** Nicht für den Einsatz geeignet








Schutzkleidung










In unserem breiten Sortiment an Schutzkleidung finden Sie für jeden Benutzer und jeden Verwendungszweck ein Produkt, einschließlich dem Schutz von Bewohnern, Patienten, Besuchern und Pflegepersonal.








 50 	  	 	
mit elastischen Ohrschlaufen	 20	Art.-Nr. 1000010123	








 5 L+XL 	  	  	
mit Bündchen und atmungsaktiver Rückseite, gelb	 10	Art.-Nr. 240190 240191	








 5 L+XL 	  	  	
Mit Bündchen, blau	 10	Art.-Nr. 210915 210916	

 200 L 	 		
Weiss	 6	Art.-Nr. 210601	

 50 125x81 cm 	  	 	
Transparent	 9	Art.-Nr. 108059	

 100 41x15 cm 	  		
			Schuhüberzieher
Blau	 20	Art.-Nr. 4401	

 100 70x38 cm 	 		
Weiss	 9	Art.-Nr. 330212	

 1 90x45 cm 	  		
			Lätzchen
Blau	 30	Art.-Nr. 408500	

Aus Gründen der angenehmeren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern die männliche Form herangezogen. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung und grundsätzlich für alle Geschlechter.

FSC® (Forest Stewardship Council) ist eine internationale nichtstaatliche Organisation, die sich weltweit für die Förderung einer verantwortungsbewussten Waldbewirtschaftung einsetzt. FSC®-zertifizierte Produkte werden aus Rohstoffen nachhaltig bewirtschafteter Wälder und umweltfreundlicher Quellen hergestellt. Die Rückverfolgbarkeit und Integrität des Etiketts wird durch strenge Kontrollmaßnahmen gewährleistet. Mit der Wahl FSC®-zertifizierter Produkte helfen Sie, die Wälder sowie die Menschen und Tiere, die in diesen Wäldern leben, zu schützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.fsc.org

ABENA A/S ist nach den Standards des FSC® (Forest Stewardship Council) zertifiziert und GEORG EGGER & Co. Ges.m.b.H. ist ein Händler von FSC®-zertifizierten ABENA-Produkten. Erfahren Sie mehr auf www.abena.com

DNV-COC-000964

Ihr Fachhandelspartner in der Region: